



**Sicherheitshinweis!** Lesen sie das Benutzerhandbuch für weitere Informationen. Diese Kurzanleitung ersetzt nicht das ausführliche Benutzerhandbuch, das wichtige Informationen zur Sicherheit enthält.

- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <p><b>1</b> Datenbank-Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ordner anzeigen</li> <li>Filter wählen und konfigurieren</li> <li>DB aktualisieren</li> <li>Datenbank auslagern</li> </ul>   | <p><b>4</b> Werkzeuge zur Bildbearbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zeigen</li> <li>Pixelgrauwerte</li> <li>Level/Window</li> <li>Level/Window im Bereich</li> <li>Lupe</li> <li>Vergrößern/Verkleinern</li> <li>Verschieben (Pan)</li> <li>Blende (Shutter)</li> <li>Strecke</li> <li>Rechteck</li> <li>Kreis</li> <li>3-Punkt-Winkel</li> <li>4-Punkt-Winkel</li> <li>Polygon</li> <li>Freihand</li> <li>Text</li> <li>Pfeile</li> <li>Bilder verbinden</li> <li>Cine-Modus, manuell</li> <li>Schnittlinien ein-/ausblenden</li> </ul> | <p><b>5</b> Werkzeuge zur Bilddarstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Overlays ein/ausschalten</li> <li>Zoomfaktor/Presets</li> <li>Level/Window-Presets/-Reset</li> <li>Anzeige-Modus (Stack/Cine/MPR)</li> <li>Bildteilung pro Bildbereich (1, 2, 4, 6 oder 9 Bilder)</li> <li>Bild maximieren/Reset</li> <li>Folgende Aktionen auf alle Bilder anwenden</li> </ul> | <p><b>7</b> Telekonferenz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Telekonferenz annehmen</li> <li>Anrufen/Auflegen</li> </ul> |
| <p><b>2</b> Funktionen in der Datenbankkopfzeile</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Suchen: Doppelklick in Spaltentitel und Bestätigung mit "Enter"</li> <li>Weitere Spalten anzeigen: rechte Maustaste</li> </ul>   | <p><b>6</b> Lichtkasten-Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nur Markierte anzeigen</li> <li>Localizer/Topogramm</li> <li>Kompression</li> <li>Lichtkasten feststellen</li> </ul>  | <p><b>8</b> Arbeitsbereich wechseln</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bilder</li> <li>Daten</li> <li>Setup</li> <li>Drucker</li> <li>Befund</li> <li>Versand</li> <li>Import/Upload</li> <li>CD Export</li> <li>Handbuch</li> </ul>   | <p><b>9</b> Verlassen</p>  |
| <p><b>3</b> Serien-/Voraufnahmen-Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presets für die Anordnung der Bildbereiche m Arbeitsbereich (1, 2, 3 oder 4 Bildbereiche)</li> <li>Neuer Bildbereich</li> <li>Hanging aktivieren/Presets auswählen</li> </ul> | <p><b>Info-Dialog</b></p>   |  | <p><b>9</b> Verlassen</p>  |

# Kurzanleitung

Funktion	Tastenkürzel
Löschen der ausgewählten, eingezeichneten Objekte (ROIs)	<Entf> oder Rücksetztaste
Löschen aller eingezeichneten Objekte (ROIs), vorher ein Objekt auswählen	<Shift> + <Entf> oder <Shift> + Rücksetztaste
Bei ausgewählter Lupenfunktion: Vergrößern/Verkleinern des Lupenfensters	Bei gedrückter linker Maustaste <Shift> + Maus nach oben/unten bewegen
Bei ausgewählter Lupenfunktion: Zoomfaktor der geöffneten Lupe einstellen	Bei gedrückter linker Maustaste <Strg> + Maus nach oben/unten bewegen
Blättern innerhalb einer Spalte des Lichtkastens nach oben bzw. unten	Pfeiltaste <↑> bzw. <↓>
Bildanzeige maximieren (Datenbankansicht und Arbeitsbereichsleiste werden ein-/ausgeblendet) – Vollbildmodus	<Enter>
Aktiven Lichtkasten maximieren - Vollbildmodus	<Shift> + <Enter>
Blättern im Lichtkasten bildweise vorwärts und rückwärts	Pfeiltaste <→> bzw. <←>
Seitenweises Blättern im Lichtkasten nach oben bzw. unten	<Bild ↑> bzw. <Bild ↓>
Auto Level/Window (automatisches Fenstern eines Bildes)	<a>
Fensterung: Level bzw. Window einstellen	Maus bei gedrückter rechter Maustaste horizontal bzw. vertikal bewegen
Laden von Bildern oder Einzeichnen von Objekten (ROIs) abbrechen	<Esc>
Lichtkasten: Bild markieren	<m>
Lichtkasten: Markierung eines Bildes aufheben	<u>
Zum ersten Bild des Lichtkastens springen	<Pos 1>
Zum letzten Bild des Lichtkastens springen	<Ende>
Verschieben (Pan)	Zuerst <Shift> und dann Maus bei gedrückter linker Maustaste bewegen
Vergrößern (Zoom)	Zuerst <Strg> und dann Maus bei gedrückter linker Maustaste bewegen
Kantenanhebung ein/aus	<Shift> + <e>



## CHILI GmbH

Friedrich-Ebert-Str. 2  
69221 Dossenheim/Heidelberg, Germany

Tel. (+49) 6221 - 1 80 79 -10  
Fax (+49) 6221 - 1 80 79 -11

E-Mail: [info@chili-radiology.com](mailto:info@chili-radiology.com)  
Internet: [www.chili-radiology.com](http://www.chili-radiology.com)

**CE** 0123 Stand der Kurzanleitung: September 2012  
CHILI PACS Version 4.26  
CHILI Review Version 4.2  
CHILI Diagnost Version 4.2  
CHILI Web Version 4.2

© 2003-2012 CHILI GmbH

Die Autoren behalten sich das Recht vor, Änderungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, sowie der Übersetzung bleiben vorbehalten. Kein Teil der Software bzw. des Benutzerhandbuches darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung der Autoren reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.